

# SILICOT®

GEL DE SILICONE PARA O TRATAMENTO  
E PREVENÇÃO DE CICATRIZES

Uso dermatológico  
Uso adulto e pediátrico

## Apresentação:

Embalagem contendo bisnaga de 15 g.

## O que é SILICOT®?

SILICOT® é um Gel a base de silicone, transparente e autossicante não contendo corantes, conservantes e perfumes, com uso determinado para atuar na prevenção e na redução de cicatrizes hipertróficas e queloides.

## Qual a indicação de SILICOT®?

SILICOT® deve ser utilizado para a redução de cicatrizes quando o ferimento estiver completamente fechado ou após a remoção de suturas (pontos).  
SILICOT® também pode ser utilizado na prevenção de formação de queloides em cirurgias, traumas e queimaduras.

## Qual a composição de SILICOT®?

SILICOT® é composto de polydimethylsiloxane, dimethiconol and hexamethyl disiloxane, cyclopentasiloxane e dimethicone crosspolymer.

## Como SILICOT® funciona?

SILICOT® é um gel translúcido e autossicante de silicone que, mantendo o equilíbrio hídrico da pele, facilita a regeneração de cicatrizes causadas por cirurgias, queimaduras e traumas.

## Como utilizar SILICOT®?

Limpar a área a ser tratada, com sabão neutro, secando-a em seguida.  
Aplicar uma camada fina de SILICOT®, cobrindo toda a área afetada duas vezes por dia.  
Deixar secar por 4 a 5 minutos. Evite contato com roupas ou cosméticos até ocorra a completa secagem a fim de evitar manchas.

Caso ainda sejam observados resíduos de SILICOT®, após o tempo de secagem recomendado, retirar o excesso e deixar o restante secar na pele normalmente.  
Não é necessário massagear o local após a aplicação de SILICOT®.

## Quando SILICOT® não deve ser utilizado?

SILICOT® não deve ser usado por pessoas que sejam sensíveis aos componentes da fórmula.

## Quais as restrições para a utilização de SILICOT®?

Não utilizar em feridas abertas ou incisões recentes.  
Não aplicar em mucosas (nariz, boca ou perto dos olhos).  
Não aplicar sobre a mesma área após utilização de antibióticos tópicos ou outros produtos para a pele.  
Não utilizar em caso de solução de continuidade da pele.

## Silicot® pode causar algum efeito não desejado?

Ocasionalmente, o gel pode causar vermelhidão, dor ou irritação na pele. Caso isso ocorra, consulte seu médico ou farmacêutico. Se você notar efeitos colaterais indesejáveis, que não constam na instrução de uso do produto, comunique ao seu médico ou farmacêutico.  
Este produto deve ser mantido fora do alcance de crianças.

## Como armazenar SILICOT®?

Durante armazenamento e transporte, SILICOT® deve ser mantido na sua embalagem original e conservado em temperatura ambiente, entre 15°C e 30°C.

LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE: VIDE CARTUCHO.  
APÓS O PRAZO DE VALIDADE, NÃO USE O PRODUTO.

Registro na ANVISA nº 80424140003  
Farm. Resp.: Florentino de Jesus Krenças CRF SP Nº 49.136

Fabricado por  
**União Química Farmacêutica Nacional S/A**  
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 - Embu-Guaçu - SP CEP: 06900-000  
CNPJ: 60.665.981/0001-18 Indústria Brasileira - SAC 0800 11 1559

4012757-110x180 mm PharmacoCode 937



GENOM