

# FLEX-S

Pó para preparo de bebida à base de colágeno vitaminas e minerais

## O que é FLEX-S?

Flex-S é um pó 100% solúvel em água para preparo de bebida à base do exclusivo colágeno hidrolisado tipo II KollaGen II-XS™. Flex-S contém também as vitaminas A, C, e E e os minerais zinco e selênio.

O colágeno contido em KollaGen II-XS™ é extraído por processo aquoso, sem utilização de solventes ou químicas agressivas. Enzimas naturais são utilizadas para hidrolisar o colágeno.

KollaGen II-XS™ é de origem 100% aviária e contém de 50-70% de colágeno tipo II

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL		
Porção de 4 g (1 sachê)		
Quantidade por porção		% VD (*)
Valor energético	11 kcal = 47 kJ	1
Carboidratos	2,4 g, dos quais:	1
açúcares	0 g	**
polióis	1,6 g	**
outros carboidratos	0,8 g	**
Proteínas	1,0 g	1
Sódio	20 mg	1
Zinco	7 mg	100
Selênio	34 mcg	100
Vitamina C	45 mg	100
Vitamina E	10 mg	100
Vitamina A	300 mcg	50
"Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras <i>trans</i> e fibra alimentar"		
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.		
** Valor Diário não estabelecido		

## Por que usar Flex-S?

O colágeno tipo II é o principal componente da cartilagem articular.

A principal característica do colágeno obtido por hidrólise a partir de tecidos colagenosos animais é sua composição de aminoácidos (glicina e prolina), necessários à estabilidade e regeneração da cartilagem. O colágeno hidrolisado é bem digerido e se acumula preferencialmente nas cartilagens.

Estudos em seres humanos mostraram que a suplementação de colágeno hidrolisado pode melhorar a função durante atividades estressoras da articulação.

## Que efeitos indesejáveis podem ocorrer?

O colágeno é geralmente reconhecido como um ingrediente alimentar seguro. Podem ocorrer efeitos mínimos gastrintestinais, como gosto desagradável na boca e sensação de plenitude gástrica.

## Recomendações de uso

Adicione o conteúdo do sachê (4g) de Flex-S em um copo de 200 mL de água fria ou gelada, mexa com uma colher. Consumir logo após a mistura.

## Como Flex-S deve ser armazenado?

Conservar em temperatura ambiente e local seco e fresco

**Não contém açúcar. Não contém lactose. Não contém glúten.**

União Química Farmacêutica Nacional S/A  
Trecho 1 - conjunto 11 - lote 6/12 - Polo de Desenvolvimento JK - Brasília - DF  
CEP: 72549-555 CNPJ: 60.665.981/0007-03 - Indústria Brasileira.

SAC - 0800 011 15 59  
www.uniaoquimica.com.br  
Dispensado de registro - Res. ANVISA nº 27/2010.

4016431 - 150 x 250 mm - Pharmacode 702



70 mm

70 mm